

2.8.16. Perivist / Compact

| Gerät | Name/ Hersteller | Perivist/ Vistec AG, Olching, Deutschland |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | Perivist FeV und Compact | |
| Umfeld | Abstand/ Form | 30 cm/ Halbkugelteil |
| | Farbe/ Leuchtdichte | gelb/ 10 cd/m ² |
| Stimulus | System/ Maskierung | Leuchtdioden/ ja |
| | Größe | Goldmann III |
| | Farbe | Gelbgrün (565 nm) |
| | Leuchtdichtebereich | 0,014 bis 447,5 cd/m ² |
| | Kontrastbereich (Norm) | 0,0014 bis 44,8 (0,2) |
| | LUE- Bereich (Norm) | + 29 dB bis -16 dB (+ 7 dB) |
| | Nutzbare dynamische Breite | 23 dB |
| | Dauer | Frei wählbar zwischen 0,1s bis 7,5s |
| Punktraster | Gradbereich | 30° nach oben/unten; 50° nach rechts/ links; mit Fixationsversatz 80° |
| | Max. Punktzahl | 106 (FeV); max. 180 |
| | Max. Dichte 0-10/ 10-20/ 20-30° | 1°/ 5°/ 8° |
| Strategie | Überschwellig/ Niveaus | 6 dB/ 2 Niveaus |
| | Schwellenmessung | Keine (FeV) |
| Kontrollen | Fixation visuell | CCD-Kamera |
| | Fixation automatisch | CCD-Kamera, Heijl-Krakau (auch nach Fixationsversatz) |
| | Fangfragen | Falsch positiv und falsch negativ (absolut und prozentual) |
| Daten | Speicher | Auf Festplatte |
| | Druckertyp/ Format | Nach Stand der Technik, DIN A4 |
| | Auswertungsprogramme | Keine |
| Bedienung | Eingabe/ Ausgabe/ Interaktion | Mit externem PC, Tastatur, Maus, Windows-Oberfläche |
| | Kopfpositionierung | Kinn-/Stirnstütze (rechtes/ linkes Auge), Zentrierung vertikal mechanisch, Abstand fest |

[Zur Geräteliste](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - **DOG QSS**

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php/ger_tab_perivistcompact?rev=1699440092

Last update: **2023-11-08 11:41**

