

Vistec Sehtestgeräte Rodatest 300 und 302

| | |
|--|--|
| Hersteller/Vertrieb | Vistec GmbH |
| Tel.: 08142 / 44857 - 60, Fax: 08142 / 44857 - 70 | |
| Teil 5 v. DIN 58220 | Ja für G 25, G 26 und G 37 |
| Teil 6 v. DIN 58220 | Ja für FeV, §12, Anlage 6 |
| Sonst. Sehzeichen | Ziffern |
| Stufen | Landoltringe: 0,2; 0,32; 0,5; 0,63; 0,7; 0,8; 1,0; 1,25 Ziffern: 0,2; 0,32; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25 |
| Sonst. Sehzeichen | Keine |
| Farbtests | Rot- Grün- Test nach Ishihara |
| Phorietest | Vertikal und horizontal |
| Stereotest | 600", 200", 100" und 35" |
| Bedienung | Handschalter oder optional über PC-Software oder Notebook |
| Besonderheiten | Frei einstellbare Prüfentfernungen, neigbares Sehtestfeld für Personen mit Gleitsicht- und Mehrstärkenbrillen, Prüfung auf latente Hyperopie, Prüfung der Kontrast- und Blendempfindlichkeit unter Tageslichtbedingungen, Leuchtdioden für den qualitativen Test des temporalen Gesichtsfeldes |

Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)
[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)
[zur Startseite](#)

From:
<https://qss.dog.org/> - **DOG QSS**

Permanent link:
https://qss.dog.org/doku.php/sp_ger_vistecsehtestgeraeterodatest300und302

Last update: **2025-08-31 21:25**

