

FIM VISIOLITE Master

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller | FIM Medical |
| Vertrieb: | Medias Res GmbH |
| Teil 5 v. DIN 58220 | Ja für G 25 und G 37 |
| Teil 6 v. DIN 58220 | Ja für FeV, §12, Anlage 6 |
| Stufen | Landoltringe: 0,32 / 0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,25 |
| Zahlen: | 0,32 / 0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,25 |
| E-Haken: | 0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,7 / 1,0 |
| Sonst. Sehzeichen | E-Haken, Zahlen |
| Farbtests | 6 Farbtests basierend auf den Ishihara-Tafeln zur Prüfung auf Farbsinnstörung / Rot-grün Test zur Prüfung des Refraktionsgleichgewichts |
| Phorietest | Schnelltest auf: Exophorie, Orthophorie, Esophorie und Hyperphorie |
| Stereotest | 6 Tests mit jeweils 1 querdissparat angebotenem Zeichen. |
| 6 Stufen: | 1600", 800", 400", 200", 100", 50" |
| Bedienung | Über PC (USB Anschluß), Es können individuelle Prüfabläufe programmiert werden. Optional auch über Fernbedienung |
| Besonderheiten | Fernprüfung 5 m, Mitteldistanz 60 cm, Nahtest 30 cm, normale Testfeldhelligkeit: 180 cd/m ² , zusätzlich Prüfung bei reduzierten Leuchtdichten von 80 cd/m ² und 3 cd/m ² möglich, Schnelltest auf Hyperopie mit Vorschaltglas +1 dpt. Kontrasttest, Astigmatismustest, Fusionstest, Amsler-Tafel, programmierbare Testabfolgen, kompaktes und leichtes Gerät (unter 5 kg), Annäherungssensor, komplette digitale Steuerung, keine Tasten und Schalter am Gerät, Beleuchtung über 16 weiße LEDs mit Diffusorsystem. |

Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)
[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)
[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_ger_fim_visiolitemaster

Last update: **2025/08/31 19:27**

