

## FIM VISIOLITE Master

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>   | <b>FIM Medical</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vertrieb:           | <a href="#">Medias Res GmbH</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Teil 5 v. DIN 58220 | Ja für G 25 und G 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teil 6 v. DIN 58220 | Ja für FeV, §12, Anlage 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stufen              | Landoltringe: 0,32 / 0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zahlen:             | 0,32 / 0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-Haken:            | 0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,7 / 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sonst. Sehzeichen   | E-Haken, Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbtests           | 6 Farbtests basierend auf den Ishihara-Tafeln zur Prüfung auf Farbsinnstörung / Rot-grün Test zur Prüfung des Refraktionsgleichgewichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Phorietest          | Schnelltest auf: Exophorie, Orthophorie, Esophorie und Hyperphorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stereotest          | 6 Tests mit jeweils 1 querdisparat angebotenen Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 Stufen:           | 1600", 800", 400", 200", 100", 50"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bedienung           | Über PC (USB Anschluß), Es können individuelle Prüf Abläufe programmiert werden. Optional auch über Fernbedienung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Besonderheiten      | Fernprüfung 5 m, Mitteldistanz 60 cm, Nahtest 30 cm, normale Testfeldhelligkeit: 180 cd/m <sup>2</sup> , zusätzlich Prüfung bei reduzierten Leuchtdichten von 80 cd/m <sup>2</sup> und 3 cd/m <sup>2</sup> möglich, Schnelltest auf Hyperopie mit Vorschaltglas +1 dpt. Kontrasttest, Astigmatismustest, Fusionstest, Amsler-Tafel, programmierbare Testabfolgen, kompaktes und leichtes Gerät (unter 5 kg), Annäherungssensor, komplette digitale Steuerung, keine Tasten und Schalter am Gerät, Beleuchtung über 16 weiße LEDs mit Diffusorsystem. |

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)  
[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)  
[zur Startseite](#)

From:  
<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:  
[https://qss.dog.org/doku.php?id=sp\\_ger\\_fim\\_visiolitemaster&rev=1755807800](https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_ger_fim_visiolitemaster&rev=1755807800)

Last update: **2025/08/21 20:23**

