

## Vistec Sehtestgeräte Rodatest 300 und 302

<b>Hersteller/Vertrieb</b>	<b>Vistec AG</b>
Tel.: 08142 / 44857 - 60, Fax: 08142 / 44857 - 70	
Teil 5 v. DIN 58220	Ja für G 25, G 26 und G 37
Teil 6 v. DIN 58220	Ja für FeV, §12, Anlage 6
Sonst. Sehzeichen	Ziffern
Stufen	Landoltringe: 0,2; 0,32; 0,5; 0,63; 0,7; 0,8; 1,0; 1,25
	Ziffern: 0,2; 0,32; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25
Sonst. Sehzeichen	Keine
Farbtests	Rot- Grün- Test nach Ishihara
Phorietest	Vertikal und horizontal
Stereotest	600", 200", 100" und 35"
Bedienung	Handschalte oder optional über PC-Software oder Notebook
Besonderheiten	Frei einstellbare Prüferentfernungen, neigbares Sehtestfeld für Personen mit Gleitsicht- und Mehrstärkenbrillen, Prüfung auf latente Hyperopie, Prüfung der Kontrast- und Blendempfindlichkeit unter Tageslichtbedingungen, Leuchtdioden für den qualitativen Test des temporalen Gesichtsfeldes

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)  
[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)  
[zur Startseite](#)

From:  
<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:  
[https://qss.dog.org/doku.php?id=sp\\_ger\\_vistecsehtestgeraeterodatest300und302&rev=1699363997](https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_ger_vistecsehtestgeraeterodatest300und302&rev=1699363997)

Last update: 2023/11/07 13:33

