

Oculus Nahleseprobe 2

| Bezeichnung der Leseprobe | Oculus Nahleseprobe 2 |
|---|---|
| Art der Sehzeichendarbietung | Gedruckte Sehtesttafel (Ringbuch DIN A5) |
| Art der Sehzeichen | Lesetexte, Zahlen, Landoltringe, E-Haken |
| Verwendete Schriftfamilie | Text und Zahlen: Serifenlose Linear-Antiqua (Arial), „Zeitungsdruck“: Times New Roman |
| Sehschärfebereich der Lesetexte | Für Prüferentfernung 40 cm: 0,063 – 1,0 |
| Art der Lesetexte | 27 drei- bis neunzeilige Lesetexte. Die Lesetexte für die Visuswerte 0,063 – 0,32 enthalten 8 – 27 Wörter. Die Lesetexte für die Visuswerte 0,4 – 1,0 bestehen aus 42 – 70 Wörtern. Zusätzlich 2 lange Texte mit „Zeitungsdruck“ für Erwachsene und Kinder mit ca. 160 Wörtern. |
| Abstufung | Logarithmiert äquidistante Abstufung nach DIN/EN/ISO 8596 |
| Abbruch-Kriterium für die Einzeloptotypentests | 3 Richtige von 5 Landoltringen bzw. 6 Richtige von 10 |
| Prüferentfernungen, für die die Visuswerte der Optotypen vom Hersteller angegeben sind. | 25 cm, 33 cm und 40 cm |
| Weitere Angaben zum Visuswert | |
| Kompatibilität mit DIN 58220 –Teil 3 | Ja. Pro Visusstufe sind 2 unterschiedliche Gruppen mit 5 Landoltringen vorhanden. |
| Möglichkeit zur Kontrolle der Prüferentfernung in das Gerät / in die Tafeln integriert? | Nein |
| Welche Messgrößen für die Sehschärfe können ermittelt werden? | Nahsehschärfe für Landoltringe und E-Haken, Lesesehschärfe, kritische Buchstabengröße |
| Besonderheiten | Enthält auch: Fahrplan, Telefonbuch, Noten, Zeitungsdruck und eine Lösungskarte für die Landoltringe und E-Haken. |

zur Geräteliste

From:

<https://qss.dog.org/> - **DOG QSS**

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php/ns_tab_oculusnahleseprobe2?rev=1699811813

Last update: **2023-11-12 18:56**

