

DOG Empfehlungen (QSS)

Empfehlungen und Gerätetabellen der DOG-Kommission für die Qualitätssicherung sinnesphysiologischer Untersuchungsverfahren und Geräte

Historie (später löschen)

2023-11-07 Vollständige Überarbeitung „Sehschärfeprüfung“ (Herbert Jägle)
2023-10-08 Vollständige Überarbeitung „Kinetische Perimetrie“ (Herbert Jägle)
2021-05-13 Automatische statische Perimetrie dazu (Michael Bach)
2021-03-31 Kinetische Perimetrie dazu (Michael Bach)
2018-12-17 Einfügen der Tabelle des LKC RETeval (Herbert Jägle)
2018-10-24 Verlinkung der Literatur mit der Hauptseite (Herbert Jägle)
2018-10-21 Gerätetabelle Elektrophysiologie ausgelagert und verlinkt (Herbert Jägle)
2018-10-21 Elektrophysiologie dazu (Michael Bach)
2018-03-14 Erster Entwurf (Herbert Jägle)

Präambel

Der folgende Text ist ein Leitfaden für die Anwender sinnesphysiologischer Untersuchungsmethoden des visuellen Systems und entsprechender Geräte. Die im gesamten Text verwendete männliche Form schließt jegliche andere Geschlechtsbezeichnung nicht aus, sondern ist als generisches Maskulinum zu verstehen und dient der Lesbarkeit.

Zielgruppen sind Augenärzte, Arbeitsmediziner, Optiker, Optometristen, Orthoptisten, Hersteller.

Bei Prüfung der Sehfunktion sieht sich der Anwender einer Vielzahl von Methoden und Geräten gegenüber. Kriterien zur Auswahl der Verfahren und Geräte sind:

- Adressieren der relevanten diagnostischen Fragen,
- Sinnesphysiologisch richtiges Konzept,
- Verständliche und zu bewältigende Aufgaben für die Patienten,
- Sicherstellung reproduzierbarer Resultate,
- Korrekte und nachvollziehbare Dokumentation der Ergebnisse,
- Einhalten der einschlägigen Standards und Normen,
- Überprüfbarkeit und Kalibrierbarkeit der Gerätefunktion,
- Verfügbarkeit von Geräten und Service.

Weitere Informationen:

[Sinn und Ziel der auflistenden Dokumentation der Geräte](#)

Einheitliche Struktur der Geräte-Beschreibungen

Empfehlungen

1. [Sehschärfeprüfung](#)
2. [Nahsehschärfe und Lesevermögen](#)
3. [Automatische Perimetrie](#)
4. [Kinetische Perimetrie](#)
5. Stereotests
6. Mesopisches Kontrastsehen mit und ohne Blendung (Dämmerungsehschärfe)
7. Dunkeladaptometrie
8. [Elektrophysiologie](#)
9. Objektive Sehschärfebestimmung

Tabellen

1. Sehschärfeprüfung
 1. [Sehtestgeräte](#)
 2. [Sehzeichenprojektoren](#)
2. [Lesetafeln](#)
 1. [Visuswerte bzw. -äquivalente verschiedener Lesetafeln](#)
 2. [Internetadressen](#)
 3. [Radner Lesetafeln](#)
3. [Automatische statische Perimeter](#)
4. [Kinetische Perimeter](#)
5. Stereotests
6. Mesopisches Kontrastsehen mit und ohne Blendung (Dämmerungsehschärfe)
7. Dunkeladaptometrie
8. [Elektrophysiologie-Geräte](#)
 1. [LKC RETeval](#)
9. Objektive Sehschärfebestimmung

Literatur

- [Sehschärfeprüfung](#)
- [Nahsehschärfe und Lesevermögen](#)
- [Gesichtsfeld \(kinetische Perimeter\)](#)
- [Elektrophysiologie](#)

Gerätehersteller

- [Block Optic](#)
- [bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH](#)
- [Dicon Perimeter/ Vismed Inc. Dicon](#)
- [Essilor France](#)

- FIM Medical
- Haag-Streit AG
- Humphrey Instr. Inc./USA (Zeiss-Gruppe)
- Kowa Company Ltd. / Kowa Europe GmbH
- Medmont International Pty Ltd
- Metrovision
- Möller-Wedel Optical GmbH
- Oculus Optikgeräte GmbH
- OPTOPOL Technology
- Rodenstock Instrumente GmbH
- SCHWIND eye-tech-solutions GmbH
- Titmus Optical Inc
- Topcon Europe Medical B.V., German Branch
- Vistec GmbH
- Zawiercie Eyetec GmbH
- Carl Zeiss Jena GmbH

Vertrieb

- Hermann Meyer
- MAICO Diagnostic GmbH
- Medias Res GmbH
- Opus Optik GmbH

Hinweise zur Bearbeitung

[Hinweise zur Bearbeitung des Wiki](#)

From:
<https://qss.dog.org/> - **DOG QSS**

Permanent link:
<https://qss.dog.org/doku.php/start?rev=1699743646>

Last update: **2023-11-12 00:00**

