

| <b>Bezeichnung der Leseprobe</b>   | <b>Oculus Nahleseprobe 2</b>  |
|--|---|
| Art der Sehzeichendarbietung   | Gedruckte Sehtesttafel (Ringbuch DIN A5)  |
| Art der Sehzeichen   | Lesetexte, Zahlen, Landoltringe, E-Haken  |
| Verwendete Schriftfamilie  | Text und Zahlen: Serifenlose Linear-Antiqua (Arial), „Zeitungsdruck“: Times New Roman   |
| Sehschärfebereich der Lesetexte  | Für Prüferntfernung 40 cm: 0,063 - 1,0  |
| Art der Lesetexte  | 27 drei- bis neunzeilige Lesetexte. Die Lesetexte für die Visuswerte 0,063 - 0,32 enthalten 8 - 27 Wörter. Die Lesetexte für die Visuswerte 0,4 - 1,0 bestehen aus 42 - 70 Wörtern. Zusätzlich 2 lange Texte mit „Zeitungsdruck“ für Erwachsene und Kinder mit ca. 160 Wörtern. |
| Abstufung  | Logarithmiert äquidistante Abstufung nach DIN/EN/ISO 8596   |
| Abbruch-Kriterium für die Einzeloptotypentests   | 3 Richtige von 5 Landoltringen bzw. 6 Richtige von 10   |
| Prüferntfernungen, für die die Visuswerte der Optotypen vom Hersteller angegeben sind. | 25 cm, 33 cm und 40 cm  |
| Weitere Angaben zum Visuswert  |   |
| Kompatibilität mit DIN 58220 -Teil 3   | Ja. Pro Visusstufe sind 2 unterschiedliche Gruppen mit 5 Landoltringen vorhanden.   |
| Möglichkeit zur Kontrolle der Prüferntfernung in das Gerät / in die Tafeln integriert? | Nein  |
| Welche Messgrößen für die Sehschärfe können ermittelt werden?                          | Nahsehschärfe für Landoltringe und E-Haken, Lesesehschärfe, kritische Buchstabengröße   |
| Besonderheiten   | Enthält auch: Fahrplan, Telefonbuch, Noten, Zeitungsdruck und eine Lösungskarte für die Landoltringe und E-Haken.   |

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php?id=ns\\_tab\\_oculusnahleseprobe2&rev=1699811320](https://qss.dog.org/doku.php?id=ns_tab_oculusnahleseprobe2&rev=1699811320)

Last update: 2023/11/12 17:48

