

## Titmus Sehprüfgerät Titmus 2a, Titmus 2s

Hersteller	<b>Titmus Optical Inc</b>
Vertrieb	<a href="#">Opus Optik GmbH</a>
	<a href="#">MAICO Diagnostic GmbH</a>
Tel. 0231 / 925 314-0	oder Salzufer 13/14, 10587 Berlin, Tel. 030 / 707 146-20
Teil 5 v. DIN 58220	Ja für G 25, G 26 und G 37
Teil 6 v. DIN 58220	Ja
Sonst. Sehzeichen	Nein
Stufen	0,1; 0,32; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0
Sonst. Sehzeichen	Buchstaben, Zahlen, E- Haken, Kinderbilder
Farbtests	Ishihara-Tafeln
Phorietest	Horizontal und vertikal, Fusionstest
Stereotest	Titmus- Stereotest: 400" - 20"
Bedienung	Testdias, Fernbedienung (Titmus 2a)
Besonderheiten	durch Testlinsen umschaltbar auf 50, 57, 67, 80 und 100 cm für G37, Kampimetrie mit Leuchtdioden in horizontalem Gesichtsfeld

Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)

[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - **QSS**

Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php?id=sp\\_ger\\_titmus\\_sehpruefgeraettitmus2a2s](https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_ger_titmus_sehpruefgeraettitmus2a2s)

Last update: **2025/08/31 19:28**

