

Titmus Sehprüfgerät Titmus 2a, Titmus 2s

| | |
|-----------------------|---|
| Hersteller | Titmus Optical Inc |
| Vertrieb | Opus Optik GmbH |
| | MAICO Diagnostic GmbH |
| Tel. 0231 / 925 314-0 | oder Salzufer 13/14, 10587 Berlin, Tel. 030 / 707 146-20 |
| Teil 5 v. DIN 58220 | Ja für G 25, G 26 und G 37 |
| Teil 6 v. DIN 58220 | Ja |
| Sonst. Sehzeichen | Nein |
| Stufen | 0,1; 0,32; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0 |
| Sonst. Sehzeichen | Buchstaben, Zahlen, E- Haken, Kinderbilder |
| Farbtests | Ishihara-Tafeln |
| Phorietest | Horizontal und vertikal, Fusionstest |
| Stereotest | Titmus- Stereotest: 400" - 20" |
| Bedienung | Testdias, Fernbedienung (Titmus 2a) |
| Besonderheiten | durch Testlinsen umschaltbar auf 50, 57, 67, 80 und 100 cm für G37, Kampimetrie mit Leuchtdioden in horizontalem Gesichtsfeld |

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)

[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_ger_titmus_sehpruefgeraettitmus2a2s&rev=1755807731

Last update: **2025/08/21 20:22**

