

## Titmus Sehprüfgerät Titmus 2a, Titmus 2s

Hersteller	<a href="#">Titmus Optical Inc</a>
Vertrieb	<a href="#">Opus Optik GmbH</a>
	<a href="#">MAICO Diagnostic GmbH</a>
Tel. 0231 / 925 314-0	oder Salzufer 13/14, 10587 Berlin, Tel. 030 / 707 146-20
Teil 5 v. DIN 58220	Ja für G 25, G 26 und G 37
Teil 6 v. DIN 58220	Ja
Sonst. Sehzeichen	Nein
Stufen	0,1; 0,32; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0
Sonst. Sehzeichen	Buchstaben, Zahlen, E- Haken, Kinderbilder
Farbttests	Ishihara-Tafeln
Phorietest	Horizontal und vertikal, Fusionstest
Stereotest	Titmus- Stereotest: 400" - 20"
Bedienung	Testdias, Fernbedienung (Titmus 2a)
Besonderheiten	durch Testlinsen umschaltbar auf 50, 57, 67, 80 und 100 cm für G37, Kampimetrie mit Leuchtdioden in horizontalem Gesichtsfeld

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)

[zur Hauptseite Sehschärfepfung](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php?id=sp\\_ger\\_titmus\\_sehpruefgeraettitmus2a2s&rev=1755807731](https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_ger_titmus_sehpruefgeraettitmus2a2s&rev=1755807731)

Last update: **2025/08/21 20:22**

