

Rodenstock Sehzeichenmonitor CompuVist

| | |
|----------------------------|--|
| Hersteller/Vertrieb | Rodenstock Instrumente GmbH |
| Teil 3 v. DIN 58220 | Visusprüfung mit Landoltringen und angeschlossenen Buchstaben |
| Sonst. Sehzeichen | Zahlen, E- Haken, Kindersehzeichen (modifizierter COLT- Test) mit Crowding-Test |
| Stufungen | Logarithmische Abstufung von 0,04 bis 2,0 |
| Refraktionstests | Rot- Grün-, Astigmatismus- Tests, Strahlenfigur, Dreistrichprobe, Sehgleichgewichts- Test, polar. Fixationsdisparations- Tests (Kreuz, Zeiger, Haken, Dreieck) |
| Phorietest | Schober-, Koinzidenz-, Worth-, Kreuz- Test |
| Stereotest | Differenzierte Stereotests bis 30", Random- Dot- Test |
| Bedienung | Fernbedienung per PC |
| Besonderheiten | Binokulare Trennung mit LC- Brille, Kontrastsehprüfungen, Darbietungszeiten von 1 - 10 s einstellbar, zufallsgesteuerte Einzeldarbietung, Verknüpfung mit Phoropter, V24-Schnittstelle |

[zur Liste der Sehzeichenprojektoren](#)

[zur Hauptseite Sehschärfepfung](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_tab_rodenstocksehzeichenmonitorcompuvist&rev=1699392691

Last update: **2023/11/07 21:31**

