

|   |  |
|---|--|
| <b>EP 1000</b>  |  |
| Hersteller  | Tomey  |
| Vertrieb  | Eyeneration GmbH, Heidsieker Heide 90a, 33739 Bielefeld  |
| T.: 05206 6031-0, F.: 05206 6031-11, <a href="mailto:Info@eyeneration.de">Info@eyeneration.de</a> |  |
| System  | 2-kanaliger AC-Verstärker, Online-Monitoring am PC-Bildschirm, Messwerterfassung/ Speicherung/Darstellung auf IBM-kompatiblen PC |
| Auswertung  | Manuell, halbautomatisch und automatisch   |
| Schnittstellen  | Ausgabe aller Daten (Patientendaten/Messergebnisse) in Datei (Massenspeicher) und auf beliebigem PC-Drucker                      |
| ERG   | Ganzfeldkugel mit integriertem Patternmonitor, HK-Loop-Elektroden (andere Elektroden möglich)                                    |
| EOG   | Ganzfeldkugel  |
| Muster-ERG  | Integrierter Patternmonitor, 2-kanalige Ableitung (optional 4 Kanäle)  |
| VEP   | Integrierter Patternmonitor, 2-kanalige Ableitung (optional 4 Kanäle)  |
| ISCEV Standard  | ERG, EOG, Muster-ERG, VEP  |

From:

<https://qss.dog.org/> - **QSS**

Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php?id=tomey\\_ep1000&rev=1754313311](https://qss.dog.org/doku.php?id=tomey_ep1000&rev=1754313311)

Last update: **2025/08/04 13:15**

