

| | |
|---|--|
| EP 1000 | |
| Hersteller | Tomey GmbH |
| Vertrieb | Eyeneration GmbH |
| T.: 05206 6031-0, F.: 05206 6031-11, Info@eyeneration.de | |
| System | 2-kanaliger AC-Verstärker, Online-Monitoring am PC-Bildschirm, Messwerterfassung/ Speicherung/Darstellung auf IBM-kompatiblen PC |
| Auswertung | Manuell, halbautomatisch und automatisch |
| Schnittstellen | Ausgabe aller Daten (Patientendaten/Messergebnisse) in Datei (Massenspeicher) und auf beliebigem PC-Drucker |
| ERG | Ganzfeldkugel mit integriertem Patternmonitor, HK-Loop-Elektroden (andere Elektroden möglich) |
| EOG | Ganzfeldkugel |
| Muster-ERG | Integrierter Patternmonitor, 2-kanalige Ableitung (optional 4 Kanäle) |
| VEP | Integrierter Patternmonitor, 2-kanalige Ableitung (optional 4 Kanäle) |
| ISCEV Standard | ERG, EOG, Muster-ERG, VEP |

[zur Liste der Elektrophysiologie-Geräte](#)
[zur Hauptseite Elektrophysiologie](#)
[zur Startseite](#)

From:
<https://qss.dog.org/> - **QSS**

Permanent link:
https://qss.dog.org/doku.php?id=tomey_ep1000&rev=1754946001

Last update: **2025/08/11 21:00**

